



PRESS OUT
MANUAL / MANUAL WIDE

PRESS OUT
SEMI-AUTOMATIC / AUTOMATIC

PRESS OUT

MANUAL/MANUAL WIDE/SEMI-AUTOMATIC/AUTOMATIC

MACHINES DE DÉCONDITIONNEMENT PORTABLES MANUELLES, SEMIAUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES POUR LA RÉCUPÉRATION DES COMPRIMÉS ET CAPSULES DES BLISTERS AVEC DISPOSITION EN LIGNE, EN DIAGONALE ET DÉCALÉE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Portable et flexible - peut être réglé rapidement pour convenir aux blisters 'à déchirement par pression'
- Entièrement aux normes cGMP et facile à nettoyer
- Poignées PVC/alu et blisters alu/alu
- Facile à utiliser - pas besoin de savoirfaire spécialisé
- Produits récupérés proprement et de façon hygiénique
- Idéal pour les petits lots

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Introduction automatique et Interface utilisateur avec témoins dedisfonctionnement
- Entièrement aux normes cGMP et facile à utiliser
- Vitesse variable jusqu'à 60 blisters par minute
- Poignées PVC/alu et blisters alu/alu
- Outillage faible coût, remplacement rapide
- Aucune contamination de produit ou de feuille

PRESS OUT
MAUAL WIDE



PRESS OUT
SEMI-AUTOMATIC



PRESS OUT
AUTOMATIC



MACHINES DE DÉCONDITIONNEMENT PORTABLES MANUELLES, SEMIAUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES POUR LA RÉCUPÉRATION DES COMPRIMÉS ET CAPSULES DES BLISTERS AVEC DISPOSITION EN LIGNE, EN DIAGONALE ET DÉCALÉE.



FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

PRESS OUT MANUAL / MANUAL WIDE

Les plaquettes sont introduites manuellement à travers un ensemble de rouleaux en tournant la manette. Les comprimés ou capsules sont retirés de la plaquette et séparés du conditionnement usagé en même temps.

MANUAL - En ligne

MANUAL WIDE - En ligne et en diagonale / décalée

PRESS OUT SEMI-AUTOMATIC

Cette machine utilise le même mécanisme de déconditionnement breveté que le modèle Press-Out Manuel wide, mais elle est alimentée par un moteur électrique qui tourne en continu, permettant une introduction automatisée qui augmente le taux de déconditionnement jusqu'à 30 plaquettes par minute.

OUTILLAGE

Une simple échelle de réglage est imprimée sur le plateau en platine pour une installation rapide en 1 à 2 minutes.

PRESS OUT AUTOMATIC

Cette machine à vitesse variable peut traiter jusqu'à 60 blisters par minute.

1. Les blisters sont prélevés automatiquement de la pile et acheminés par rouleaux.
2. Les comprimés ou gélules sont extraits en douceur du blister, puis récupérés séparément du conditionnement rejeté.

OUTILLAGE

Chaque taille de blister nécessite un outillage sur mesure. Le changement de format s'effectue rapidement et facilement, sans outil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	MANUAL	MANUAL WIDE	SEMI-AUTOMATIC	AUTOMATIC
FONCTIONNEMENT	Manuel	Manuel	Semi-automatique	Automatique
TYPE DE BLISTER	À déchirement par pression	À déchirement par pression	À déchirement par pression	À déchirement par pression / Multi-produit
DISPOSITION DU BLISTER	En ligne	En ligne et en diagonale / décalée	En ligne et en diagonale / décalée	En ligne et en diagonale / décalée
FORMAT DIMENSIONS				
Largeur	120mm (4.7")	170mm (6.7")	170mm (6.7")	Max 150mm (5.9")
Longueur	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Max 120mm (4.7")
CONSTRUCTION	Toutes les zones de contact du produit sont en acier inoxydable (Grade 316) et conformes à la norme alimentaire ABS			
ALIMENTATION	Aucune requise	Aucune requise	Électricité: Courant monophasé 110/230V	Électricité: Courant monophasé 110/230V
VITESSE DE FONCTIONNEMENT	Jusqu'à 20 blisters par minute	Jusqu'à 20 blisters par minute	Jusqu'à 30 blisters par minute	Jusqu'à 60 blisters par minute
MACHINE DIMENSIONS				
Largeur	320mm (12.6")	380mm (15")	355mm (14")	620mm (24.4")
Longueur	260mm (10.2")	295mm (11.6")	360mm (14.2")	610mm (24")
Hauteur	210mm (8.3")	230mm (9.1")	240mm (9.4")	1310mm (51.6")
POIDS DE LA MACHINE	6.5kg (15lbs)	8kg (18lbs)	18kg (40lbs)	70kg (154lbs)
POIDS D'EXPÉDITION	8.5kg (19lbs)	11.5kg (25lbs)	28kg (61lbs)	140kg (309lbs)
GARANTIE	Livré avec une garantie de 12 mois (Des contrats de niveau de service et/ou d'extension de garantie sont proposés pour une assistance complémentaire).			